

HemoCue® WBC Systém

Systém HemoCue® WBC, založený na osvědčené a spolehlivé technologii mikrokyvety společnosti HemoCue, vám přináší jedinečnou výhodu v podobě stanovení celkového počtu bílých krvinek přímo v místě péče. Za pouhé tři minuty získáte výsledky se stejnou přesností a správností jako v centrální laboratoři.

Odpovědi v okamžiku, kdy je potřebujete

- Výsledky s laboratorní přesností během několika minut
- Rychlejší rozhodnutí o léčbě a zefektivnění pracovního postupu
- Snadné použití pro zdravotnické pracovníky a laboratorní personál
- Vzorky kapilární nebo žilní krve



Přesnost pro spolehlivá rozhodnutí

- Tovární kalibrace – bez nutnosti další kalibrace
- Unikátní software pro interní kontrolu kvality
- K dispozici jsou tekuté kontrolní vzorky na bázi krve



Kontakt

Aidian Oy, odštěpný závod CZ
info@aidian.cz / +420 233 350 533

Dostupné produkty

Kat. č

HemoCue WBC analyzátor x10⁹/L, 1ks

155534

HemoCue WBC mikrokyvety, 4x40

155532 113004

HemoCue WBC kontrolní materiál 1, 2, 3

155529

HemoCue lancety, 200 ks

155536

HemoCue čistič plus, 5 ks

155535

HemoCue WBC držák kyvety

155528

HemoCue® WBC DIFF Systém

Díky průlomové technologii umožňuje systém HemoCue® WBC DIFF nejen laboratorně přesné stanovení počtu bílých krvinek, ale také pětičlenné diferenciální rozdělení přímo v místě péče. Za pouhých pět minut získáte diferenciální rozdělení neutrofilů, lymfocytů, monocytů, eozinofilů a bazofilů.

Odpovědi v okamžiku, kdy je potřebujete

- Výsledky za pouhých 5 minut
- Rychlejší rozhodnutí o léčbě a zefektivnění pracovního postupu
- Snadné použití zdravotnickými pracovníky po krátkém zaškolení
- Vzorky kapilární nebo žilní krve



Přesnost pro spolehlivá rozhodnutí

- Tovární kalibrace – bez nutnosti další kalibrace
- Unikátní software pro interní kontrolu kvality
- Automatické varování v případě neidentifikovaných buněk



Kontakt

Aidian Oy, odštěpný závod CZ
info@aidian.cz / +420 233 350 533

Dostupné produkty

Kat. č

HemoCue WBC DIFF analyzátor x10 ⁹ /L, 1ks	155526
HemoCue WBC DIFF mikrokvyety, 2x25	155525
HemoCue WBC DIFF control kit 3x2ml	155531
HemoCue WBC DIFF control kit, 2x(3x2ml)	155533
HemoCue lancety, 200 ks	155536
HemoCue čistič plus, 5 ks	155535
HemoCue wbc diff držák kyvety & magn	155527
HemoCue přepravní pouzdro wbc diff maxi	155530

9240-01CZ, 3/2026