



AIDIAN



QuikRead go[®] -mobiilisovellus iOS- ja Android-laitteille

Aidian Connect



Aidian Connect -mobiilisovellus tuo QuikRead go -tuloksen hoitopäätöksen tueksi.

→ Potilastulos saatavilla missä tahansa

→ Edulliset liitännätkäytöt kaikille

Helpoin tapa jakaa!

Aidian Connectin avulla voit helposti:

- Jakaa tuloksia nopeuttaaksesi potilaiden hoitoa, vähentääksesi työmäärää ja helpottaaksesi työtehtäviä
- Lisätä testitulokseen, potilaan tietoihin, hoitoon tai käyntiin liittyviä lisätietoja
- Tulostaa tulokset toimisto- tai kuittitulostimella
- Luoda ja tulostaa laadunvalvontaraportteja
- Lähettää potilastulokset eteenpäin tarkoitukseen soveltuvilla viestimillä

Suojattu ja salattu Aidian Connect -sovellus antaa pääsyn tietoihin vain hyväksytyille käyttäjille. Tiedon eheyden tarkistus sekä käyttötiedon kirjaaminen varmistavat, että **tuloksesi ovat luotettavia**.

QuikRead go -laite ja mobiililaite, jossa Aidian Connect -sovellusta käytetään, pitää olla yhdistettynä samaan suojattuun terveydenhuollon käyttämään paikalliseen verkkoon.

Aidian suosittelee terveydenhuollon käyttöön ammattilaisille suunniteltujen viestisovellusten käyttöä, esimerkiksi Wire™, Teamwire ja Siilo.

Lataa Aidian Connect -sovellus Google Play tai Apple App Store -sovelluskaupoista.



Lisää
tietoja



Tulosta



Jaa



Laadun-
valvonta-
raportti

AIDIAN