



**AIDIAN**



**QuikRead go<sup>®</sup> mobilapplikation för  
iOS och Android mobila enheter**

Aidian Connect



Aidian Connect gör ditt QuikRead go-resultat tillgängligt för att stödja ett behandlingsbeslut.

- Patientresultat tillgängligt var som helst
- Prisvärda anslutningslösningar för alla

## Det enklaste sättet att dela!

Med Aidian Connect kan du:

- Omedelbart dela resultat, vilket ger snabbare patientbehandling och minskad arbetsbelastning
- Komplettera testresultatet med övrig patient- och behandlingsinformation
- Skicka data till din mottagning eller en skrivare
- Skapa och exportera kvalitetskontrollrapporter
- Dela patientresultat med applikationer som är lämpliga för patientdataöverföring

Aidian Connect är säkert och krypterat, ger endast dataåtkomst till förinställda användare. Dataintegritetskontroll och loggningsfunktion säkerställer att du har [resultat du kan lita på](#).

Den mobila enheten, med Aidian Connect, måste vara ansluten till samma, säkra, lokala nätverk som QuikRead go-instrumentet.

Aidian rekommenderar att du använder meddelandeapplikationer utformade för professionell sjukvård, som till exempel Wire™, Teamwire och Siilo.



Lägg till data



Skriv ut



Dela



QC rapport

Ladda ner Aidian Connect-appen från Google Play eller Apple App Store.



**AIDIAN**