

Provozní podmínky

- Neobsluhujte přístroj v pohyblivém se vozidle
- Teplota pro obsluhu přístroje 15–35 °C, pro reagentie 18–25 °C
- Skladování přístroje při teplotě 2–35 °C
- Skladování reagentií při teplotě 2–25 °C

Kontakt

Aidian Oy, odštěpný závod CZ
zastoupení pro ČR, HU, PL, SR & jihovýchodní Evropu
info@aidian.cz / +420 233 350 533

Produkt	Kat. č.
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go easy CRP, včetně odběrových pomůcek, 50 testů	153287
QuikRead go wrCRP+Hb, včetně kapilár a pístů, 50 testů	146255
QuikRead go Bag, Torba TRM-42	153902
QuikRead go Accumulator unit (akumulátorová jednotka), 1 ks	136205

AIDIAN

aidian.cz

9194-02CZ, 11/2023.

Když na minutách záleží.

QuikRead go[®] je Vaše přenosná laboratoř



Rychlé CRP testy podporují správné rozhodnutí o léčbě při návštěvě u pacienta!

Systém QuikRead go® je vhodný pro testování v blízkosti pacienta, například v mobilní jednotce, při domácí péči, v pop-up testovacích místech a v ambulancích.

Rychlý a přesný výsledek CRP pomáhá vyhodnotit závažnost infekce a podporuje rychlé rozhodování, zda je nutné pacienta odvézt do nemocnice.



QuikRead go® easy CRP, s odběrem vzorku v jednom kroku pomocí jedinečné odběrové pomůcky, poskytuje kvantitativní výsledek CRP s minimem ruční práce.



QuikRead go® wrCRP+Hb poskytuje přidanou hodnotu v podobě kombinovaných kvantitativních výsledků CRP s širokým měřicím rozsahem a hemoglobinu z jediného vzorku krve.

Rychlý



- Kvantitativní výsledky CRP/CRP+Hb během 2 minut
- Malý objem vzorku (10 µl) umožňuje rychlé a jednoduché testování
- Rychlé uvedení přístroje do provozu

Spolehlivý



- Přesné výsledky v místě péče – srovnatelné s laboratorními výsledky¹
- Přes 60 000 přístrojů používaných po celém světě

Flexibilní



- Vzorek je stabilní v testovacím pufru po dobu 2 hodin. Můžete přenášet buď přístroj, nebo jen vzorek!
- Reagencie k okamžitému použití mohou být skladovány při teplotě 2–25 °C
- Vhodné pro testování v blízkosti pacienta v různých podmínkách

Přenosný



- Dostupnost baterie s dlouhou výdrží
- Lehký a přenosný přístroj – k dispozici je taška na přenášení
- Různá řešení konektivity

Literatura:

1. Návod k použití (QuikRead go® easy CRP / QuikRead go® wrCRP+Hb)