

Müheless Tests

Die QuikRead go Workstation ist mit allen QuikRead go Tests kompatibel



Nehmen Sie die Abdeckung hoch und legen Sie diese unter die Workstation.



Reinigen Sie die Workstation mit Reinigungsmittel und Wasser.



Desinfizieren Sie die Workstation bei Bedarf mit einem ethanolbasierten Desinfektionsmittel.

QuikRead go easy CRP (Karte umdrehen, um weitere Produkte zu sehen.) →

QuikRead go HbA1c



QuikRead go CRP /
CRP+Hb / wrCRP /
wrCRP+Hb



QuikRead go iFOBT



QuikRead go Strep A

