

## Kontakt Information

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk

+45 8610 3020

e-mail for bestilling: order@aidian.dk

### Målere og forbrugsvarer

Glukose og $\beta$ -keton	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statstrip Xpress-2 Glu Ket Meter	56506	154785
Nova Statstrip Glu Ket Meter	53712	154722
Nova Statstrip Glu Ket Meter Wifi 1.86	54796	154767
Nova Statstrip Glucose Test Strips, 100 tests	42214	154727
Nova Statstrip Ketone Test Strips, 50 tests	46951	154726
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 1	46947	154725
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 2	46948	154766
Nova Statstrip Glu Ket Control Level 3	46949	154723

Kreatinin	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statsensor Xpress-I Creat Meter	48635	154639
Nova Statsensor-I Creat Meter, Dock&Batt	45328	154765
Nova Statsensor Creat Strips, 50 tests	43272	154638
Nova Statsensor Creat Control Level 1, 4 ml	43921	154642
Nova Statsensor Creat Control Level 2, 4 ml	43922	154641
Nova Statsensor Creat Control Level 3, 4 ml	43923	154640

### Docks

Produkt	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Dock Single For Ver-1	51994	154750
Nova Dock Single For Ver-1.75/.86	53400	154724
Nova Power Supply For Meter 1/1.75 EU	52320	154733

Hæmoglobin og hæmatokrit	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statstrip Hb Hct Meter, DOC&BATT	59759	154768
Nova Statstrip Hb Hct Strips, 50 tests	58786	154782
Nova Control Statstrip Hb Hct Level 1	59820	154783
Nova Control Statstrip Hb Hct Level 2	59827	154784

Laktat, hæmoglobin og hæmatokrit	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statstrip Xpress-2 Lact/HH Meter	60873	154771
Nova Statstrip Lactate Test Lac/HH, 50 tests	61440	154770
Nova Statstrip Hb Hct Strips, 50 tests	58786	154782
Nova Control Statstrip Lactate Level 1	47553	154735
Nova Control Statstrip Lactate Level 2	47554	154737
Nova Control Statstrip Hb Hct Level 1	59820	154783
Nova Control Statstrip Hb Hct Level 2	59827	154784

Laktat	Produkt nr.	Vare nr.
Nova Statstrip Xpress-I Lact Meter	47487	154736
Nova Statstrip Lactate Meter	47488	154769
Nova Statstrip Lactate Test Lac, 50 tests	47486	154738
Nova Control Statstrip Lactate Level 1	47553	154735
Nova Control Statstrip Lactate Level 2	47554	154737

# Avancerede teknologiske blodprøve instrumenter

Nova Biomedical



**AIDIAN**

**AIDIAN**

# Avancerede teknologiske blodprøve instrumenter

Nova Biomedical tilbyder hurtige håndholdte instrumenter og systemer til fuldblods analyser, der understøtter patientplejen i forskellige sundheds relaterede situationer. Mål let glukose, keton, lactat, kreatinin eller hæmoglobin/hæmatokrit med de små håndholdte instrumenter ved point of care og analysér større paneler af blodgasser og elektrolytter med benchtop systemerne.

Uanset om der udføres test på akutte, kirurgiske eller medicinske afdelinger, eller om der udføres test i centrale laboratorier, kan Nova Instrumenter og systemer hjælpe med at forbedre patientens behandling samtidig med at omkostningerne reduceres.

## StatStrip® og StatStrip Xpress®2 Glucose/Keton Instrumenter

Den mest gennem undersøgte glukosemålingsteknologi, der har vist sig at være sikker og effektiv til professionel brug på alle hospitals- og sundheds institutioner, herunder behandling af kritisk syge. StatStrip Glucose/Ketone trådløse og dockingbaserede opkoblings instrumenter og StatStrip Xpress2 Glucose/Ketone instrumenter måler også ketoner med det samme instrument.

- Ingen forberedelses- eller kalibreringstrin
- Nøjagtighed dokumenteret i over 138 publikationer
- Ingen kendte kliniske interferenser



## StatStrip® hæmoglobin og hæmatokrit Instrument

StatStrip hæmoglobin og hematokrit Instrument (StatStrip Hb/Hct) er det eneste POC-system, der giver anæmi-screening og overvågning med målte, ikke beregnede, Hb- og Hct-tests. Det er muligt af nye, patenterede elektrokemiske teknologier udviklet af Nova Biomedical.

- Biosensorer til engangsbrug, der ikke kræver kalibrering eller kodning
- 1,6 µl fuldblodsprøve
- Hb- og Hct-resultater korrelerer tæt med laboratorie reference metoder

## StatStrip® Lactate og StatStrip Xpress® Lactate Instrumenter

StatStrip Lactate Hospital Instrument er et håndholdt point of care-testningssystem (POCT), der bringer laktat test direkte til patienten.

- Hurtig resultatsvar - 13 sekunder
- 0,6 µl fuldblodsprøve
- Fremragende sammenhæng med laboratorie metoder



## StatSensor® og StatSensor Xpress™ kreatinin og eGFR Instrumenter

StatSensor Creatinines avancerede teknologi muliggør enkel, hurtig og nøjagtig vurdering af nyrefunktionen ved hjælp af POC kapillærblodprøve.

- Praktisk talt smertefri, 1,2 µl kapillærblodprøve med finger prik
- Kreatinin og eGFR resultater på 30 sekunder
- Til professionel brug POC



## Stat Profile Prime Plus® Critical Care Analyzer, Stat Profile Prime® Analyzer og Stat Profile Prime® Electrolyte Analyzer

Nova MicroSensor Card™ teknologien kombinerer 22 fuldblodsanalyser inklusiv CO-oximetri i et formindsket, vedligeholdelsesfrit sensor kassette format.

- Stat Profile Prime Plus måler pO<sub>2</sub>, pCO<sub>2</sub>, pH, Hct, tHb, Na, Cl, K, iCa, TCO<sub>2</sub>, iMg, Glu, Lac, Urea (BUN), Creat, SO<sub>2</sub>%, O<sub>2</sub>Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF og tBil.
- Stat Profile Prime systemet måler pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac og Hct.
- Stat Profile Prime ES Plus systemet måler Na, K, Cl, iCa og iMg.

