

AIDIAN



**Ny INR måler til at forbedre din
arbejdsgang**

microINR[®] Expert

Ny INR måler til at forbedre din arbejdsgang

Warfarin er en vitamin K-antagonist (VKA), der bruges i antikoagulantbehandling for at forhindre tromboemboliske hændelser. MicroINR Expert-måleren gør VKA-terapi overvågning nem og effektiv i sundhedsvæsenet. Denne måler er beregnet til professionel brug, og den kan tilsluttes laboratorie informations systemet, hvilket sikrer nøjagtig og hurtig drift med sporbare resultater.

microINR Expert er pålidelig og nem at bruge

- Fuldautomatisk måler med animeret instruktioner
- Måleområde 0,8-8 INR
- Nem prøvehåndtering
- Lille prøvevolumen (3 µl)
- Indbygget kvalitetskontrolsystem
- Resultater på mindre end 1 minut
- Genopladeligt batteri
- Individuelt emballerede testchips med opbevaring ved stuetemperatur

microINR Expert til problemfri dataoverførsel og sporbarhed

- Integreret strekkodescanner
- Automatisk Lot ID, ingen kodechip nødvendig
- Kapacitiv højopløsnings touchskærm
- Wi-Fi og Bluetooth-forbindelser
- Ethernet-forbindelse
- POCT1-2A kommunikationsprotokol

1. Chip



2. Prøven



3. Resultat



For mere detaljeret oplysninger, se brugsanvisningen.

Kontakt information

Aidian Denmark

info@aidian.dk / Tel. +45 86103020

For bestilling: order@aidian.dk

Produkt	Produkt nr.	Vare nr.
iLine microINR Expert Meter	KTP0001AA	155192
iLine microINR CHB Chips, 25 pcs	CHB0025AC	149438
iLine microINR EasyControl, 5x2 ml	EKA0005UU	144991

AIDIAN

www.aidian.dk