

## Spar tid og ressourcer med et fleksibelt POCT-system

Point-of-care testing (POCT) gør det muligt at spare tid og ressourcer gennem forbedret praksiseffektivitet.<sup>1</sup> Umiddelbart tilgængelige resultater under patientbesøg øger diagnostisk tillid og fremmer bæredygtig sundhedspraksis ved at reducere opfølgingsbesøgene på grund af hurtigere beslutningstagning.<sup>1</sup> Både lægen og patienten drager fordel af, at diagnosen kan stilles allerede under konsultationen.

QuikRead go Plus-instrumentet understøtter hurtig diagnose og behandlingsbeslutning ved at levere resultater i laboratorie kvalitet på få minutter.<sup>2</sup> Dokumenteret Aidian-kvalitet og velkendte avancerede patientsikkerhedsfunktioner sikrer forbedret brugeroplevelse. Det bærbare instrument sammen med de brugsklare reagenskits gør det muligt at foretage patientbesøg hele dagen og test i forskellige sundhedsmæssige rammer.

### Referencer

1. Crocker J et al. Implementation of Point-of-Care Testing in an Ambulatory Practice of an Academic Medical Center. Am J Clin Pathol 2014; 142:640-646.

2. Performance flyer: 9207 Proven performance with QuikRead go Plus Instrument



## Aidian – Your aid in diagnostics

Vi er en førende virksomhed indenfor *in vitro*-diagnostik (IVD), der blev grundlagt i 1974 i Finland. Vi har specialiseret os i point-of-care test og ønsker at levere værktøjer, der giver sundhedspersonale mulighed for at stille evidensbaserede diagnoser og behandlingsbeslutninger. Vores mål er at hjælpe sundheden globalt ved at fremme effektiv sundhedspleje gennem nøjagtig og hurtig diagnostik.

Vi udvikler, fremstiller og distribuerer pålidelige og hurtige CE-mærkede diagnostiske tests specielt til primær sundhedspleje. Patientsikkerhed og produkter af høj kvalitet er kernen i vores forretning. Udover vores hovedkvarter i Finland har vi lokale kontorer i 12 lande og samarbejder med distributørpartnere i over 60 lande verden over.

Aidians kvalitetssystem er IVDR og ISO 13485:2016 certificeret og opfylder FDA's krav til kvalitetssystem.

### Vi er her for at støtte dig!



#### Kundeservice

Vi leverer førsteklasses kundeservice, produktsupport og træning efter behov.



#### Service af instrumenter

Vores serviceløsninger er her for at hjælpe dig, hvis der skulle ske noget uventet med dit instrument.



#### Aidian Academy

Vores e-læringsplatform tilbyder interaktive online træningskurser, der supplerer mulighederne for brugertræning, når det er nødvendigt.

### Kontakt og bestillinger

Aidian Denmark ApS / [info@aidian.dk](mailto:info@aidian.dk) / +45 86 10 30 20  
[order@aidian.dk](mailto:order@aidian.dk) / [quikread.com](http://quikread.com)

**AIDIAN**

Aidian, QuikRead og QuikRead go er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Aidian Oy. Aidian udvikler, producerer og markedsfører med over 50 års erfaring diagnostiske testsystemer til sundhedspersonale.

[aidian.dk](http://aidian.dk)

8178-01DK\_01/2025.  
Produkterne er CE-mærkede enten i henhold til IVDD (EC/98/79) eller IVDR (2017/746).

Nye muligheder

# QuikRead go Plus

i point of care



## Ubesværet patientnær testning

### Klar til brug reagenser

- Minimal praktisk tid
- Resultater på få minutter

### Intuitivt måle flow med info guider

### Lab på farten

- Ergonomisk bærehåndtag
- Langtidsholdbart batteri
- Lille fodaftryk

### Ubesværet

- Vedligeholdelsesfri
- Kalibreringsfri
- Instrumentets egenkontrol

### Beskyttelse af patientresultater

- Omfattende kvalitetskontrollfunktioner
- Avanceret cybersikkerhed

## Tilslutningsmuligheder

QuikRead go Plus-instrumentet giver forskellige tilslutningsmuligheder for forbedret sporbarhed. Opret forbindelse til laboratorie- eller hospitalsinformationssystemer med:

LIS01-A2

POCT1-A2

Instrumentet kan tilsluttes Wi-Fi, hvilket giver mulighed for overførsel af resultater til patientjournalssystemet, selv når du er på farten.

## Tilgængelige analytter

### C-reaktivt protein (CRP)

til at vejlede behandlingsbeslutninger og overvåge infektion og inflammation.

### C-reaktivt protein (CRP) og hæmoglobin (Hb)

giver merværdi med to resultater fra en enkelt prøve.

### Streptococcus pyogenes (Strep A)

til korrekte behandlingsbeslutninger for patienter med ondt i halsen.

### Glykeret hæmoglobin A1 (HbA1c)

for forbedret diabetesbehandling.

### Fækal hæmoglobin (f-Hb)

til screening for tyktarmskræft og lidelser forbundet med nedre gastrointestinal blødning.

## Kun tre trin til resultatet

