

AIDIAN



Cultura M

Kätevä lämpökaappi viljelyputkien kasvattamiseen.

Kätevä lämpökaappi viljelyputkien kasvattamiseen.

Cultura M on pieni, kestävä ja luotettava lämpökaappi, joka soveltuu kaikkien Aidianin valmistamien Hygicult®-kontaktilevyjen sekä Uricult®- ja Easicult®-kastolevyjen kasvattamiseen. Läpinäkyvän oven ansiosta voit tarkistaa lämpökaapin sisällä olevat viljelyputket ovea avaamatta. Lämpökaapissa on lämpömittari ja irrotettava hylly, jotka ovat saatavana myös erikseen.



Cultura M -lämpökaappi

Lämpötila-alue	25...45°C
Lämpötilan pysyvyys	± 1°C
Jännite	220-240V
Taajuus	50/60 Hz
Teho	30W
Suojausluokitus	II
Mitat (mm)	ulkomitat L: 310 K: 155 S: 168
	sisämitat L: 220 K: 120 S: 150
Kaapin runko	Tulenkestävä PBDE-vapaa PC- ja ABS-muovia
Ovi	läpinäkyvää PC-muovia
Lämpömittari	+ 60°C saakka, erillisessä putkessa
Pohjan materiaali	ABS-muovia
Takuu	2 vuotta
Paino	1,1 kg

Lämpökaappi, johon mahtuu 18 viljelyputkea

- lämpötila-alue 25...45 °C
- lämpötilan säätö tapahtuu laitteen etupaneelissa olevasta säätimestä
- sisällä olevan telineen voi irrottaa
 - helppo pitää puhtaana
 - kaapissa voi inkuboida muutakin kuin viljelyputkia
- kahden vuoden takuu



Lämpökaapilla on CE-merkintä, joka ilmaisee, että laite täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset::

- EMC 2014/30/EU
- LVD 2014/35/EU
- RoHS III 2015/863/EU
- WEEE II 2012/19/EU
- EU REACH 1907/2006

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / 050 380 9684

Tilaukset: tilaukset@aidian.fi

Tuote	Tuotenro.	Tilausno.
Cultura M, 220-240 V	05866	129997
Lämpömittari, lisävaruste	05724	129981
Teline, lisävaruste	139248	139248

AIDIAN

aidian.fi