

AIDIAN



Uusi INR-mittari helpottaa työskentelyä

microINR® Expert

Uusi INR-mittari helpottaa työskentelyä

Varfariini on K-vitamiiniantagonisti (VKA), jota käytetään antikoagulanttihoidossa tromboembolisten tapahtumien ehkäisyyn. MicroINR Expert -mittari tekee VKA-hoidon seurannasta helppoa ja tehokasta terveydenhuollon ympäristöissä. Tämä mittari on tarkoitettu ammattikäyttöön ja se voidaan liittää laboratorion tietojärjestelmään varmistaen tarkan ja nopean toiminnan jäljitettävillä tuloksilla.

microINR Expert on luotettava ja helppokäyttöinen

- Täysautomaattinen mittari animoiduilla ohjeilla
- Mittausalue 0,8–8,0 INR
- Helppo näytteenotto
- Pieni näytemäärä (3 µl)
- Sisäänrakennetut kontrollit
- Tulos alle 1 minuutissa
- Ladattava akku
- Yksittäispakatut testiliuskat säilyvät huoneenlämmössä

microINR Expert – sujuvaa tiedonsiirtoa ja jäljitettävyyttä

- Integroitu viivakoodinlukija
- Automaattinen erätunnistus, ei tarvetta koodiliuskalle
- Korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet
- Ethernet-yhteys
- POCT1-2A-tiedonsiirtoprotokolla

1. Liuska



2. Näyte



3. Tulos



Katso tarkemmat tiedot käyttöohjeesta.

Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi / 050 38 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy

asiakaspalvelu@mediq.com / puh. 020 112 1510

Tuote	Tuotenro.	Tilausno. Aidian	Tilausno. Mediq
iLine microINR Expert -laite	KTP0001AA	155192	–
iLine microINR CHB Chips -testiliuskat, 25 kpl	CHB0025AC	149438	1702013
iLine microINR EasyControl, 5x2 ml	EKA0005UU	144991	1700392

AIDIAN

www.aidian.fi