

QuikRead go Plus -laitteen kierrätys Suomessa

Kun QuikRead go Plus -laitteesi on tullut käyttöikänsä päähän, noudata näitä ohjeita, jotta vanha laite hävitetään asianmukaisesti. Huomaa, että nämä ohjeet koskevat **vain Suomessa olevia asiakkaita**.

Kierrätys

Aidian Oy on sopinut Elker Oy:n kanssa ammattikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden (yrityslaitte; B2B) kierrätyksestä. Tarkista lähimmän yrityslaitteiden vastaanottopisteen sijainti ja yhteystiedot täältä

<https://elker.fi/palauttajalle/yrityksille/yritysten-vastaanottopisteet/>. Ota suoraan yhteyttä keräyspistettä ylläpitävään kumppaniin ennen QuikRead go Plus-laitteen palautusta saadaksesi lisätietoja.

Huomaa: Ennen kuin hävität laitteen, poista vaihdettavissa olevat paristot ja akut, teippaa niiden navat ja hävitä ne asianmukaisesti paristojen ja akkujen keräyspisteiden kautta.

Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE; 2012/19/EU) pyrkii vähentämään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrää sekä edellyttää hävittämään sähkö- ja elektroniikkalaitteet ympäristöystävällisesti. Suomessa WEEE-direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä valtioneuvoston asetuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014). Lisäksi akkujen ja paristojen kierrätyksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2023/1542 akuista ja paristoista ja jäteakuista ja -paristoista (ns. EU:n akkuasetus)(1). Edellä mainittujen lainsäädäntöjen mukaisesti Aidianilla on velvollisuus järjestää tuotteidensa jätehuolto, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Aidian on sitoutunut näihin vaatimuksiin, ja liittynyt tuottajayhteisöihin (Elker Oy sekä Recser Oy), jotka järjestävät sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä akkujen ja paristojen keräyksen ja kierrätyksen Suomessa.