

Kapcsolat

Aidian Oy Finnország
Képviselet HU, CZ, SK, PL:
Bělohorská 57, Prága, Csehország
Tel. +420 233 350 533

www.aidian.hu

Termék	Kat. szám.
Hygicult TPC 10 tesztek	68010
Hygicult E 10 tesztek	68012
Hygicult E/B-GUR 10 tesztek	68267
Hygicult Y&F (Easicult M) 10 tesztek	68013
Cultura M 230 V	05866
Hőmérő, kiegészítő	05724
Állvány, kiegészítő	139248



A Cultura M inkubátor a helyszínen 25–45°C hőmérsékleten történő egyszerű és praktikus tenyésztésre szolgál. Hőmérő, továbbá több kémcső egyszerű inkubálására alkalmas állvány is kapható.

Nagyon könnyű használni!



Mártsa bele, nyomja rá vagy törölje le



Inkubálja



Értékelje

Szakirodalom

1. Salo S, Laine A, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Microbiological Methods Hygicult Dipslide, Contact Plate, and Swabbing in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. *Journal of AOAC International* 2000; 83(6): 1357-1365.
2. NMKL 5: 2001. NordVal 018
3. Salo S, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Hygicult® E Dipslides Method in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. *Journal of AOAC International* 2002; 85(2): 388-394.

A felületi higiénia egyszerű monitorozása.

Hygicult®



AIDIAN

www.aidian.hu

AIDIAN

A felületi higiénia egyszerű monitorozása.

A Hygicult kontaktlemezek rendeltetése különféle felszínek mikrobiológiai higiénijának megbízható és időtakarékos monitorozása. A Hygicult lemezek kényelmes szállítási közegként is használhatók, ha a minták további elemzésére van szükség.

Rendelhető termékek

A Hygicult® TPC a baktériumoknak és gombáknak a teljes mikroorganizmus-szám meghatározására alkalmas közegben való kimutatására használható a higiénia általános felügyelete érdekében. A módszer rendelkezik az AOAC hitelesítésével¹ és a NordVal tanúsítványával².

A Hygicult® E az ürülékszennyezések kimutatásának AOAC által hitelesített módja³. A Violet Red Bile közeg hozzáadott glükózzal (VRBG) szelektív az *Enterobacteriaceae* családra.

A Hygicult® E/B-GUR az ürülékszennyezések kimutatására használható VRBG közeget tartalmaz, míg a B-GUR közeg segít megkülönböztetni az *Escherichia coli* baktériumot.

A Hygicult® Y&F (Easicult M) a gombaszennyezések kimutatására használható malátaagart tartalmaz.

Megbízható

- Bevált módszer hosszú évek tapasztalatával
- Az AOAC által hitelesített módszerek^{1,3}
- Rendelkezik az NMKL/NordVal tanúsítványával (NordVal 018)²



Könnyen használható

- Három egyszerű művelet: merítés – inkubálás – értelmezés
- Csuklós lemez a felszíni mintavételhez
- Az inkubálás és az eredmények értelmezése a helyszínen elvégezhető
- Nem szükséges a telepek számlálása
- Nem szükségesek mikrobiológiai ismeretek

1-2-3

Rugalmas

- Hosszú felhasználhatósági idő
- Szobahőmérsékleten tárolható
- Az inkubálás végezhető szobahőmérsékleten vagy inkubátorban



Felhasználás

- Éttermek és vendéglátóipar
- Italgártás
- Kórházak és egészségügyi központok
- Háztartások és napközik
- Mosodák és vegytisztítók
- Beltéri uszodák és gyógyfürdők
- Edzőtermek és sportközpontok
- Szépség- és tetoválószalonok
- Kozmetikumgyártás
- Élelmiszeripari létesítmények: pékségek, tejüzemek, mészárszékek, halfeldolgozó üzemek