

## Üzemeltetési feltételek

- Ne üzemeltesse a műszert mozgó járműben
- A műszer üzemi hőmérséklete 15-35°C, a teszt reagenseké 18-25°C
- Készülék tárolása 2-35°C között
- Reagens tárolása 2-25°C között

## Kapcsolat

Aidian Oy, odštěpný závod CZ  
CZ, HU, PL, SK & Délkelet Európa fiókiroda  
info@aidian.hu / +36 205 019 012

Termék	Katalógus szám
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go easy CRP, tartalmazza a mintavételi eszközöket, 50 tesztet	153287
QuikRead go wrCRP+Hb, tartalmazza a mintavételi eszközöket, 50 tesztet	146255
QuikRead go Bag, Torba TRM-42	153902
QuikRead go Accumulator unit (akkumulátor egysége)	136205

**AIDIAN**

aidian.hu

9194-01HU, 11/2023. Nem az USA piacára szánt termék.

# Amikor a percek számítanak.

A QuikRead go® az Ön mozgásban lévő laborja



# A gyors CRP teszt támogatja a helyes kezelési döntést folyamat közben!

QuikRead go® rendszer alkalmas a beteg melleti vizsgálatra, például mobil egységekben, otthonápolási egységekben, pop-up tesztelési helyeken és ambuláns használatra.

A pontos és gyors CRP eredmény segít a fertőzés súlyosságának megítélésében, és támogatja a gyors döntéshozatalt avval kapcsolatban, hogy a beteget kórházba kell-e küldeni.



## QuikRead go® easy CRP

Az egyedülálló egylépéses mintagyűjtővel használt QuikRead go easy CRP minimális gyakorlati lépésekkel kvantitatív CRP-eredményt biztosít.



## QuikRead go® wrCRP+Hb

hozzáadott értékkel biztosítja az egyetlen mintából származó kombinált kvantitatív széles mérési tartományú CRP és hemoglobin eredményeket.



## Gyors

- Kvantitatív CRP/CRP+Hb eredmények 2 percn belül
- A kis mintatérfogat (10µl) gyors és egyszerű vizsgálatot tesz lehetővé
- Rövid indítási idejű készülék



## Megbízható

- Pontos POC eredmények – összehasonlíthatóak laboratóriumi eredményekkel<sup>1</sup>
- Több mint 60 000 QuikRead go készülék van használatban világszerte



## Rugalmas

- A minta 2 órán keresztül stabil marad a pufferoldatban, vigye magával a műszert vagy a mintát!
- A használatra kész reagensek 2-25°C-on tárolhatók
- Alkalmas beteg melleti vizsgálatra különböző környezetben



## Hordozható

- Hosszú élettartamú akkumulátor – elérhető
- Könnyű és hordozható műszer – hordtáska elérhető
- Különböző csatlakozási megoldások

Referencia:

1. Használati utasítás (QuikRead go® easy CRP / QuikRead go® wrCRP+Hb)