

Kapcsolat

Aidian Oy Finnország
HU, CZ, SK, PL képviselő:
Csehország, Prága, Bělohorská 57
Magyarországi munkatárs telefonszáma:
+36 20 501 90 12

www.aidian.hu

Termék	Kat.szám
Uricult 10 teszt	67404
Uricult Plus 10 teszt	67465
Uricult Trio 10 teszt	68197
Cultura M 230 V	05866
Hőmérő, tartozékok	05724
Állvány, tartozékok	139248



A Cultura M inkubátor a helyszínen történő egyszerű és praktikus tenyésztésre szolgál, 25–45 °C hőmérsékleten. Kapható hőmérő, továbbá több kémcső egyszerű inkubálására alkalmas állvány is.

Ennyire könnyű használni!



Merítés vagy öntés



Inkubálás



Értelmezés

Irodalomjegyzék

1. Arneil GC, McAllister TA, Kay P. Detection of bacteriuria at room temperature. Lancet 1970; January 17: 119–121.
2. Granato PA. Evaluation of a dip slide device for enumeration of bacteria in urine. Laboratory Medicine 1980; 11: 4: 246–250.
3. Larinkari U, Rautio M. Evaluation of a new dip slide with a selective medium for the rapid detection of beta-glucuronidase-positive *Escherichia coli*. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1995; 14: 606–609.

AIDIAN

www.aidian.hu

Az Aidian® és az Uricult® az Aidian Oy bejegyzett védjegye. Az Aidian közel 50 éves tapasztalattal fejleszt, gyárt és forgalmaz diagnosztikai tesztrendszereket egészségügyi szakemberek számára.

8081-01HU, 12/2021.

Egyszerű és praktikus vizelettenyésztés helyben.

Uricult®



AIDIAN

Egyszerű és praktikus vizelettenyésztés helyben.

Az Uricult **merítőlemezes (dipslide) kultúrán alapuló** tenyésztési eljárás a bakteriális húgyúti fertőzések (urinary tract infection, UTI) diagnosztizálására vizeletmintákból. A teszt egyszerűen elvégezhető az orvosi rendelőben, vagy a lemezek a kultivációra szánt minták kényelmes szállítóközegeként is alkalmazhatók. Az Uricult tesztek három különböző, könnyen használható változatban kaphatók.

Elérhető termékek

Az **Uricult®** az összcsíraszám meghatározására szolgáló CLED táptalajt és a Gram-negatív baktériumok kimutatására szolgáló MacConkey szelektív táptalajt tartalmaz.

Az **Uricult® Plus** CLED- és MacConkey táptalajt, valamint egy szelektív, kifejezetten az enterococcusok és a B csoportú *Streptococcus* család kimutatására szolgáló táptalajt tartalmaz.

Az **Uricult® Trio** CLED- és MacConkey táptalajt, valamint E. coli táptalajt is tartalmaz, amely a Gram-negatív, β -glükuronidáz enzimet termelő fajok kimutatására szolgál. Az E. coli táptalajban bizonyos élesztőgombafajok is növekedhetnek.



Egyszerűen kivitelezhető

- Három egyszerű művelet: merítés – inkubálás – értelmezés
- Szaktudással nem rendelkező személy is alkalmazhatja
- Az inkubálás és a kiértékelés helyben elvégezhető
- Szelektív táptalaj a baktériumok előzetes azonosítására

1-2-3

Kiváló minőség

- Bevált minőség évtizedek tapasztalatával¹
- Felhasználók szerte a világon
- Bizonyított teljesítmény¹⁻³



Tartós és költséghatékony

- Hosszú felhasználhatósági idő
- A mintavételt követően szállítható
- Szobahőmérsékleten tárolható



Teszt a kezelés megválasztása előtt

- A húgyúti fertőzések előzetes kimutatása
- Általános orvosi rendelőkben, egészségügyi központokban, kórházi osztályokon és laboratóriumokban
- A már másnap elérhető eredmények segítik a kezelési módszer kiválasztását

