

## Driftsforhold

- Ikke bruk instrumentet når kjøretøyet er i bevegelse
- Driftstemperatur 15–35°C for instrumentet, 18–25°C for reagensene
- Instrumentoppbevaring 2–35°C
- Reagensoppbevaring 2–25°C

## Kontaktinfo og bestillinger

Aidian Norge AS  
info@aidian.no / +47 66785630  
ordre@aidian.no  
quikread.com

Produkt	Art.nr
QuikRead go Instrument (FI, SE, NO, DK, CZ, SK, HU, PL)	135867
QuikRead go easy CRP, inkludert sample collectors, 50 tester	153287
QuikRead go wrCRP+Hb, inkludert kapillærrør og stempler, 50 tester	146255
QuikRead go bæreeske, Torba TRM-42	153902
Batteri för QuikRead go Instrument	136205

**AIDIAN**

aidian.no

9194-02NO, 08/2023.

# Når minuttene teller.

QuikRead go<sup>®</sup> ditt laboratorium på veien



# CRP-test for hurtig behandlingsbeslutning mens du er på farten!

QuikRead go<sup>®</sup> er egnet for pasientnær testing i ambulanse, hjemmetjenestebiler og andre mobile enheter.

Et raskt og nøyaktig CRP-resultat kan gi en indikasjon på infeksjonens alvorlighetsgrad og videre behandling samt beslutning om pasienten trenger sykehusinnleggelse.



QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP, med ettrinns sample collector gir et kvantitativt CRP-resultat med få manuelle trinn.



QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP+Hb, med kombinert kvantitativt bredt måleområde for CRP og hemoglobinresultater fra en og samme prøve.



## Rask

- Kvantitativt CRP/CRP+Hb-resultat på 2 minutter
- Lite prøvolum (10 µl) gjør testingen rask og enkel
- Kort oppstartstid for instrumentet



## Pålitelig

- Nøyaktig resultat på behandlingsstedet – sammenlignbart med laboratorieresultater<sup>1</sup>
- Flere enn 60 000 QuikRead go Instrumenter i bruk verden over



## Fleksibel

- Prøven er stabil i bufferen i 2 timer – transporter enten instrument eller prøven!
- Reagens er ferdig til bruk og kan oppbevares i 2–25°C
- Egnet for pasientnær testing i forskjellige bruksmiljøer



## Bærbar

- Batteridrift med lang batteritid
- Lett og bærbart instrument – bæreveske er tilgjengelig
- Flere tilkoblingsløsninger

Referanse:

1. Pakningsvedlegg for (QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP / QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP+Hb)