

Spar tid og ressurser med et fleksibelt PNA-system

Pasientnær testing (PNA) gjør det mulig å spare tid og ressurser og bidrar til økt effektivitet i arbeidet. Umiddelbart tilgjengelige resultater under pasientbesøk gir økt diagnostisk trygghet og medvirker til bærekraftig helsehjelp siden behovet for oppfølgingsbesøk reduseres takket være raskere beslutningstaking.¹ Både legen og pasienten drar nytte av at diagnosen kan stilles allerede under konsultasjonen.

QuikRead go Plus-instrumentet hjelper med å stille rask diagnose og behandlingsbeslutning ved å levere laboratoriekvalitetsresultater på få minutter.² Den velkjente Aidian-kvaliteten og moderne pasientsikkerhetsfunksjoner gir en bedre brukeropplevelse. Det bærbare instrumentet og de bruksklare reagenssettene gjør det mulig å gjennomføre daglige pasientbesøk og mulighet for å teste i ulike helsemiljøer.

Referanser

1. Crocker J et al. Implementation of Point-of-Care Testing in an Ambulatory Practice of an Academic Medical Center. Am J Clin Pathol 2014; 142:640-646.

2. Performance flyer: 9207 Proven performance with QuikRead go Plus Instrument



Aidian – Your aid in diagnostics

Vi er et ledende selskap innen *in vitro*-diagnostikk (IVD), grunnlagt i 1974 i Finland. Med spesialisering innen pasientnær testing tilbyr vi verktøy som gjør det mulig for helsepersonell å ta kunnskapsbaserte beslutninger om diagnostisering og behandling. Vårt mål er å bidra til bedre global helse ved å fremme effektiv helsehjelp gjennom nøyaktig og rask diagnostikk.

Vi utvikler, produserer og distribuerer pålitelige og raske CE-merkede diagnostiske tester, spesielt for primærhelsetjenesten. Pasientsikkerhet og produkter av høy kvalitet står sentralt i vår virksomhet. I tillegg til hovedkontoret i Finland, har vi lokale kontorer i 12 land og samarbeider med distributører i over 60 land verden over.

Aidians kvalitetssystem er IVDR- og ISO 13485:2016-sertifisert og oppfyller FDAs kvalitetssystemkrav.

Vi er her for å støtte deg!



Kundeservice

Vi tilbyr førsteklasses kundeservice, produktsupport og opplæring etter behov.



Instrumentservice

Våre tjenester er tilgjengelige for å støtte deg hvis det skulle oppstå noe uventet med instrumentet ditt.



Aidian Academy

Vår e-læringsplattform tilbyr interaktive nettkurs som kompletterer mulighetene for brukeropplæring når det trengs.

Kontakt og bestillinger

Aidian Norge AS / info@aidian.no / +47 66785630
ordre@aidian.no / quikread.com

AIDIAN

Aidian, QuikRead og QuikRead go er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Aidian Oy. Aidian har mer enn 50 års erfaring innen utvikling, produksjon og markedsføring av diagnostiske testsystemer til helsetjenesten.

aidian.no

8178-01NO, 11/2024.
Produktene er CE-merket enten under IVDD (EC/98/79) eller IVDR (2017/746).

Nye muligheter

QuikRead go Plus

for pasientnær diagnostikk



Enkel testing nær pasienten

Reagenser som er klare til bruk

- Minimal praktisk håndteringstid
- Resultater på få minutter

Intuitiv analyseprosess med informasjonsveiledning

Bærbart laboratorium

- Ergonomisk bærehåndtak
- Langvarig batterilevetid
- Kompakt design

Enkel bruk

- Vedlikeholdsfri
- Ingen kalibrering nødvendig
- Instrument selvtest

Beskyttelse av pasientresultater

- Omfattende kvalitetskontrollfunksjoner
- Avansert cybersikkerhet

Tilkoblingsmuligheter

QuikRead go Plus-instrumentet tilbyr flere tilkoblingsalternativer for bedre sporbarhet. Det kan kobles til laboratorie- eller sykehusinformasjonssystemer med:

LIS01-A2

POCT1-A2

Instrumentet kan kobles til Wi-Fi, slik at resultater kan overføres til pasientjournalssystemet selv når du er på farten.

Tilgjengelige analyser

C-reaktivt protein (CRP)

for å veilede behandlingsbeslutninger og overvåke infeksjon og betennelse.

C-reaktivt protein (CRP) og Hemoglobin (Hb)

gir to resultater fra én enkelt prøve.

Streptococcus pyogenes (Strep A)

for å sikre riktig behandling ved sår hals.


Glykert hemoglobin A1 (HbA1c)

for bedre diabetesbehandling.


Fekalt hemoglobin (f-Hb)

for screening av kolorektal kreft og tilstander knyttet til blødning i nedre mage-tarmkanal.


Bare tre trinn til resultat



Prøvetaking



Analyse



CRP 20 mg/l

Resultat