


AIDIAN



**Snabba INR-resultat –
när som helst, var som helst!**

iLine[®] microINR[®]

Snabba INR-resultat – när som helst, var som helst!

Warfarin är en vitamin K-antagonist (VKA) medicin som används i antikoagulationsterapi för att förhindra oönskad trombos. Warfarinbaserad antikoagulationsbehandling kräver regelbunden uppföljning för att vara säker och effektiv. microINR-systemet är avsett att övervaka oral antikoagulationsterapi med VKA-läkemedel genom att tillhandahålla kvantitativt INR-resultat från ett fingersticksblodprov och det är lämpligt för både professionell användning och för självtest.

microINR är användarvänlig

- Liten och helautomatisk mätare
- Minimalt handhavande
- Automatisk kalibrering
- Enkel provtillsättning
- Liten provvolym, 3 µL
- Singelförpackade testchip med förvaring i rumstemperatur
- Uppladdningsbart batteri



microINR är tillförlitlig och snabb

- Tillförlitliga svar på mindre än 1 minut
- Inbyggd kvalitetskontroll för varje mättillfälle
- Mätområde 0,8–8 INR

Enkel att använda!



Sätt i testchipet

Mätning

Resultat

För mer detaljerad information, se bruksanvisningen.

Kontaktinformation

Aidian Sweden AB

info@aidian.se

Tel. 08-623 04 00

E-post för order: order@aidian.se

Product	Prod. nr	Art.nr
iLine microINR Mätare	KTA0001AC	142353
iLine microINR CHB Chips, 25 st	CHB0025AC	149438
iLine microINR EasyControl, 5x2 ml	EKA0005UU	144991

AIDIAN

www.aidian.se