



**Ny INR-mätare för att förenkla
ditt arbetsflöde**

microINR[®] Expert

Ny INR-mätare för att förenkla ditt arbetsflöde

Warfarin är en vitamin K-antagonist (VKA) som används i antikoagulantbehandling för att förhindra tromboemboliska händelser. MicroINR Expert-mätaren gör VKA-terapiövervakningen enkel och effektiv i vårdmiljöer. Denna mätare är avsedd för professionellt bruk och den kan anslutas till laboratoriets informationssystem för att säkerställa korrekt och snabb drift med spårbara resultat.

microINR Expert är pålitlig och lätt att använda

- Helautomatisk mätare med animerade instruktioner
- Mätområde 0,8–8,0 INR
- Enkel provapplikation
- Liten provvolym (3 µl)
- Inbyggt kvalitetskontrollsystem
- Resultat på mindre än 1 min
- Laddningsbart batteri
- Individuellt förpackade testchip, förvaras i rumstemperatur

microINR Expert för smidig dataöverföring och spårbarhet

- Integrerad streckkodsläsare
- Automatiskt lot-ID, inget kodchip behövs
- Kapacitiv högupplöst pekskärm
- Wi-Fi-och Bluetoothanslutningar
- Ethernet-anslutning
- POCT1-2A kommunikationsprotokoll

1. Chip



2. Patientprov



3. Resultat



För mer detaljerad information, se bruksanvisningen.

Kontaktinformation

Aidian Sweden AB
info@aidian.se
+ 46 8 623 04 00

För beställningar: order@aidian.se

Produkt	Tillv.nr	Art.nr
iLine microINR Expert mätare	KTP0001AA	155192
iLine microINR CHB Chips, 25 st	CHB0025AC	149438
iLine microINR EasyControl, 5x2 ml	EKA0005UU	144991

AIDIAN

www.aidian.se