

Kontakt information

Aidian Sweden AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Tel. 08-623 04 00
info@aidian.se
E-post för order: order@aidian.se

Produkt	Art. nr
Hygicult TPC 10 tester	68010
Hygicult E 10 tester	68012
Hygicult E/B-GUR 10 tester	68267
Hygicult CF 10 tester	06036
Hygicult Y&F 10 tester	68013
Cultura M 230 V	129997/05866
Cultura M 12 V (inkl laddare för tändareuttag)	132697
Termometer, tillbehör	129981/05724
Multirack, tillbehör	139248



Cultura M inkubator är avsedd för enkel och praktisk odling på plats med ett temperaturintervall på 25–45 °C. Termometer och multirack för enkel inkubation av rören är också tillgängliga.

Det är så lätt att använda!



Doppa, tryck eller använd provsticka



Inkubera



Tolka

Referenser

1. Salo S, Laine A, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Microbiological Methods Hygicult Dipslide, Contact Plate, and Swabbing in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. *Journal of AOAC International* 2000; 83(6): 1357-1365.
2. NMKL 5: 2001. NordVal 018
3. Salo S, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Hygicult® E Dipslides Method in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. *Journal of AOAC International* 2002; 85(2): 388-394.

Enkel kontroll av ythygien.

Hygicult®



AIDIAN

www.aidian.se

AIDIAN

Enkel kontroll av ythygien.

Hygicults tryckplattor är avsedda för en tillförlitlig och tidsbesparande **mikrobiologisk hygienkontroll av ytor**. Hygicultplattorna kan även användas som ett bekvämt transportmedium om ytterligare analys av proverna behövs.

Tillgängliga produkter

Hygicult® TPC är avsett för detektering av bakterier och mögel på TPC-medium (total plate count) för allmän hygienkontroll. Metoden är validerad av AOAC¹ och certifierad av NordVal².

Hygicult® E är en AOAC-validerad metod³ avsedd för detektering av kontaminering av feces. Violet Red Bile-medium (lilaröd galla) med tillsatt glukos (VRBG) är selektivt för *Enterobacteriaceae*.

Hygicult® E/B-GUR innehåller VRBG-medium för detektering av kontaminering av feces, medan β -GUR-medium hjälper till att urskilja *Escherichia coli*.

Hygicult® CF innehåller VRB-medium för detektering av koliforma bakterier.

Hygicult® Y&F innehåller maltagar för detektering av kontaminering av svamp.



Tillförlitligt

- Etablerad metod med lång erfarenhet
- Metoderna är validerade av AOAC^{1,3}
- Certifierat av NMKL/NordVal (NordVal 018)²



Enkelt att använda

- Tre enkla steg:
ta prov – inkubera – tolka
- Vikbara plattor för provtagning på ytor
- Inkubering och tolkning av resultaten på plats
- Ingen räkning av kolonier
- Inga mikrobiologiska kunskaper behövs

1-2-3

Flexibelt

- Lång hållbarhet
- Förvaras i rumstemperatur
- Inkubation vid rumstemperatur eller i inkubator



Användning

- Restauranger och cateringföretag
- Dryckstillverkning
- Sjukhus och vårdcentraler
- Hem och förskolor
- Tvätterier och textilföretag
- Inomhusbassänger och spa
- Gym och sportcenter
- Skönhets- och tatueringsstudior
- Kosmetikatillverkning
- Anläggningar för livsmedelstillverkning: bagerier, mejerier, slakterier, anläggningar för fiskförädling