

## Driftsförhållanden

- Använd inte instrumentet i ett fordon i rörelse
- Driftstemperatur 15–35°C för instrumentet, 18–25°C för reagenserna
- Instrument förvaras i 2–35°C
- Reagens förvaras i 2–25°C

## Kontakt och beställning

Aidian Sweden AB  
info@aidian.se / 08-623 04 00  
order@aidian.se  
quikread.com

Produkt	Art.nr
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go easy CRP, inkl. sample collectors, 50 tester	153287
QuikRead go wrCRP+Hb, inkl. kapillärrör och pistonger, 50 tester	146255
QuikRead go väska, Torba TRM-42	153902
Akkumulator till QuikRead go Instrument	136205

**AIDIAN**

aidian.se

9194-02SE, 08/2023.

# När minuter räknas.

QuikRead go<sup>®</sup> är ditt mobila labb



# Det snabba CRP-testet för att stödja korrekta behandlingsbeslut när du är på språng!

QuikRead go<sup>®</sup> systemets mobila möjlighet är lämpligt för till exempel mobila enheter, hemvårdsbesök, popup-testplatser och ambulanser.

Exakta och snabba CRP-resultat hjälper till att utvärdera infektionens svårighetsgrad och stöder ett snabbt beslutsfattande om en patient ska skickas till ett sjukhus.



QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP, används med den unika provinsamlaren, vilken möjliggör ett kvantitativt CRP resultat med minimal handpåläggning.



QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP+Hb ger ett mervärde av kombinerat kvantitativt brett mätområde, CRP och hemoglobinresultat, från ett enda prov.




## Snabbt

- Kvantitativt CRP/CRP+Hb resultat på 2 minuter
- Liten provvolym (10 µl) möjliggör snabb och enkel testning
- Kort uppstartstid av instrumentet



## Tillförlitligt

- Exakt resultat vid POC – jämförbart med resultat från laboratoriesystem<sup>1</sup>
- Över 60 000 QuikRead go instrument är i bruk världen över



## Flexibelt

- Provet är stabilt i testbufferten upp till 2 timmar – transportera instrumentet eller provet!
- Reagenserna är klara att användas och kan förvaras vid 2–25°C
- Lämpar sig för patientnära tester i olika vårdmiljöer



## Portabelt

- Batteri med lång drifttid finns som tillbehör
- Lätt och portabelt instrument – axelväska finns som tillbehör
- Olika anslutningsmöjligheter

Referens:

1. Instructions for use (QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP / QuikRead go<sup>®</sup> wrCRP+Hb)