


AIDIAN



**Rýchly výsledok merania
hodnoty INR – kedykoľvek a kdekoľvek!**

iLine[®] microINR[®]

Rýchly výsledok merania hodnoty INR – kedykoľvek a kdekoľvek!

Warfarín je liek, antagonistu vitamínu K (VKA), používaný v antikoagulačnej terapii na prevenciu nežiadúcej trombózy. Bezpečnosť a účinnosť antikoagulačnej liečby založenej na warfaríne vyžaduje pravidelné sledovanie. Systém microINR je určený na monitorovanie perorálnej antikoagulačnej liečby liekmi VKA, pretože poskytuje kvantitatívny výsledok INR zo vzorky krvi z prsta a je vhodný na profesionálne testovanie i na samotestovanie.

microINR sa jednoducho používa

- Malý plne automatický merací prístroj
- Minimálny počet krokov
- Kalibruje sa automaticky
- Jednoduchá aplikácia vzorky
- Malý objem vzorky, 3 µl
- Samostatne balené testovacie čipy umožňujúce skladovanie pri izbovej teplote
- Nabíjateľné batérie



microINR je spoľahlivý a rýchly

- Výsledok za menej ako 1 minútu
- Zabudovaný systém kontroly kvality každého merania
- Rozsah merania 0,8–8 INR

Používa sa tak jednoducho!



Zasuňte čip

Vzorka

Výsledok

Podrobnejšie informácie získate v návode na používanie.

Kontaktné informácie

Aidian Oy, Fínsko
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
E-mail: info@aidian.sk

Produkt	Číslo produktu	Kat. č.
Merací prístroj iLine microINR	KTA0001AC	142353
Čipy iLine microINR, 25 kusov	CHB0025AC	149438
iLine microINR EasyControl, 5x2 ml	EKA0005UU	144991

AIDIAN

www.aidian.sk