

## Kontaktné informácie

Aidian Oy, Finsko  
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR  
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6  
Tel. +420 233 350 533

www.aidian.sk

Produkt	Cat. no.
Hygicult TPC 10 testov	68010
Hygicult E 10 testov	68012
Hygicult E/B-GUR 10 testov	68267
Hygicult Y&F (Easicult M) 10 testov	68013
Cultura M 230 V	05866
Teplomer, príslušenstvo	05724
Stojanček, príslušenstvo	139248



Cultura M je jednoduchý a praktický inkubátor na kultiváciu pri teplotách v rozmedzí 25–45°C. Pre jednoduchú inkubáciu testov je dostupný teplomer a stojanček.

## Je to tak jednoduché!



Ponoriť, pritlačiť alebo zotrieť



Inkubovať



Vyhodnotiť

### Literatúra

1. Salo S, Laine A, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Microbiological Methods Hygicult Dipslide, Contact Plate, and Swabbing in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2000; 83(6): 1357–1365.
2. NMKL 5: 2001. NordVal 018
3. Salo S, Alanko T, Sjöberg A-M, Wirtanen G. Validation of the Hygicult® E Dipslides Method in Surface Hygiene Control: A Nordic Collaborative Study. Journal of AOAC International 2002; 85(2): 388–394.

# Jednoduché monitorovanie hygieny povrchov.

Hygicult®



**AIDIAN**

www.aidian.sk

**AIDIAN**

# Jednoduché monitorovanie hygieny povrchov.

Kontaktné testy Hygicult sú určené na spoľahlivé a časovo úsporné monitorovanie **mikrobiologickej hygieny povrchov**. Ak je potrebná ďalšia analýza vzoriek, je možné doštičky použiť ako praktické transportné médium.

## Dostupné produkty

**Hygicult® TPC** je určený na všeobecné sledovanie hygieny, na agare stanovuje celkový počet baktérií a plesní. Metóda je validovaná AOAC<sup>1</sup> a certifikovaná NordVal<sup>2</sup>.

**Hygicult® E** je validovaný AOAC<sup>3</sup> na detekciu fekálnej kontaminácie. Médium Violet Red Bile s pridanou glukózou (VRBG) je selektívne pre *Enterobacteriaceae*.

**Hygicult® E/B-GUR** obsahuje médium VRBG na detekciu fekálnej kontaminácie, zatiaľ čo médium  $\beta$ -GUR pomáha odlíšiť *Escherichia coli*.

**Hygicult® Y&F (Easicult M)** obsahuje maltózový agar na detekciu mykotickej kontaminácie.

## Spoločný

- Osvedčená metóda overená dlhodobými skúsenosťami
- Metódy validované asociáciou AOAC<sup>1,3</sup>
- Certifikované asociáciami NMKL/NordVal (NordVal 018)<sup>2</sup>



## Jednoduché použitie

- Tri jednoduché kroky: vzorka – inkubácia – vyhodnotenie
- Doštička s kĺbom pre jednoduchý odber povrchových vzoriek
- Inkubácia a vyhodnotenie priamo na pracovisku
- Bez počítania kolónií
- Nevyžaduje odborné znalosti

# 1-2-3

## Flexibilný

- Dlhá životnosť
- Skladovanie pri izbovej teplote
- Inkubácia pri teplote okolitého prostredia alebo v inkubátore



## Použitie

- Reštaurácie a cateringové služby
- Výroba nápojov
- Nemocnice a pracoviská zdravotnej starostlivosti
- Domovy pre seniorov a denné stacionáre
- Práčovne a odevné služby
- Kryté bazény a kúpele
- Telocvične a športové strediská
- Kozmetické a tetovacie salóny
- Výroba kozmetiky
- Potravinárska výroba: pekárne, mliekarne, bitúnky, spracovanie rýb