

Vnútorňý kontrolňý program

Hygicult

Hygicult® – osvedčeny a spoľahlivý produkt

Potravinársky priemysel, inštitucionálne stravovanie a maloobchodné predajne sú zo zákona povinné vykonávať systematické hygienické odbery vzoriek a zaviesť vnútorňý kontrolňý program (EC 2073/2005). Na overenie čistoty odporúčame produktový rad Hygicult dipslide.

Cenovo efektívne riešenie pre vašu vnútorňú kontrolu.

Hygicult je plastová doštička s kľbovým mechanizmom pokrytá z oboch strán agarovým médiom a uzavretá v aseptickkej fľaštičke.

- Hygicult TPC pre aeróbne baktérie
- Hygicult E pre Enterobacteriaceae
- Hygicult E / beta-GUR pre Enterobacteriaceae a E.coli

Hygicult TPC a E sú validované v kolaboratívnej štúdií v 12 laboratóriách, validačné správy boli schválené AOAC (Asociácia analytických spoločností) a NMKL (Škandinávská komisia potravinovej analýzy). Hygicult TPC validácia je schválená AOAC a NordVal. Hygicult dipslidy sú odporúčané v národných smerniciach pre implementáciu EC 2073/2005 EVIRA, Fínsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Výhody použitia Hygicultu vo vnútorňom monitoringu.

- Test pripravený na okamžité použitie na pracovisku
- Úspora práce, úspora času
- Osvedčená, spoľahlivá, dobre preukázateľná a overená metóda
- Dlhšia trvanlivosť v porovnaní s platničkami
- Kultivačná metóda deteguje počet živých mikroorganizmov
- Bez počítania kolónií, interpretácia výsledkov pomocou modelovej tabuľky
- V prípade potreby ďalšej kultivácie vzorky v laboratóriu, je transport dipslidy veľmi jednoduchý.
- Vyrobené podľa overených postupov.



Na overenie čistoty odporúčame produktový rad Hygicult dipslide.