

Šetrite svoj čas a prostriedky s flexibilným POCT analyzátorom

Testovanie v mieste starostlivosti (POCT) umožňuje ušetriť čas a zdroje vďaka efektívnejšej praxi. Výsledky, ktoré sú k dispozícii okamžite počas návštevy pacienta, zvyšujú diagnostickú istotu a podporujú udržateľnú zdravotnú starostlivosť tým, že znižujú počet následných návštev vďaka rýchlejšiemu rozhodovaniu.¹ Pre lekára i pacienta je prospešné, keď je možné diagnózu stanoviť už počas konzultácie.

QuikRead go Plus Instrument podporuje rýchlu diagnostiku a rozhodnutie o liečbe tým, že poskytuje výsledky v laboratórnej kvalite v priebehu niekoľkých minút.² Osvedčená kvalita a pocit dôvery k spoločnosti Aidian v kombinácii s najmodernejšími funkciami pre bezpečnosť pacientov zaisťujú lepší používateľský komfort. Prenosný prístroj spolu so súpravami reagencií pripravenými na použitie umožňujú návštevy pacientov a testovanie v rôznych zdravotníckych zariadeniach kedykoľvek počas dňa.

Literatúra

1. Crocker J et al. Implementation of Point-of-Care Testing in an Ambulatory Practice of an Academic Medical Center. Am J Clin Pathol 2014; 142:640-646.

2. Performance flyer: 9207 Proven performance with QuikRead go Plus Instrument




Aidian – Your aid in diagnostics

Sme popredná *in vitro* diagnostická (IVD) spoločnosť založená v roku 1974. Špecializujeme sa na testovanie v mieste starostlivosti a snažíme sa poskytovať nástroje, ktoré zdravotníckym pracovníkom umožňujú stanoviť diagnózu a rozhodnúť sa o liečbe na základe dôkazov. Naším cieľom je celosvetovo podporovať zdravie pomocou účinnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom presnej a rýchlej diagnostiky.

Vyvíjame, vyrábame a distribuujeme spoľahlivé a rýchle diagnostické testy označené CE značkou, určené najmä na primárnu starostlivosť. Bezpečnosť pacientov a vysoká kvalita produktov sú hlavným cieľom nášho podnikania. Okrem nášho hlavného sídla vo Fínsku máme pobočky v 12 krajinách a spolupracujeme s distribútormi vo viac ako 60 krajinách na celom svete.

Spoločnosť Aidian spĺňa požiadavky IVDR, je certifikovaná podľa normy ISO 13485:2016 pre systém manažerstva kvality a plne vyhovuje požiadavkám FDA.

Sme tu pre vás!



Zákaznícky servis

Poskytujeme prvotriedny zákaznícky servis, produktovú podporu a školenia podľa potreby.



Servis prístrojov

Naše servisné riešenia vám pomôžu s akoukoľvek neočakávanou udalosťou na vašom prístroji.



Aidian Academy

Naša e-learningová platforma ponúka interaktívne online školenia, ktoré umožňujú doplniť školenia používateľov podľa potreby.

Kontakt a objednávky

Aidian Slovakia s.r.o.
info@aidian.sk / +421 944 541 700 / quikread.sk

AIDIAN

Aidian, QuikRead a QuikRead go sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Aidian Oy. Spoločnosť Aidian má viac ako 50 rokov skúseností vo vývoji, výrobe a predaji diagnostických testov a systémov určených na profesionálne použitie v zdravotníctve.

aidian.sk

Nové príležitosti

QuikRead go Plus

pre point of care



8178-01SK, 10/2024.

Výrobky majú označenie CE podľa IVDD (EC/98/79) alebo IVDR (2017/746).

Jednoduché testovanie v blízkosti pacienta

Reagencie sú pripravené k okamžitému použitiu

- Minimum manuálnych krokov
- Výsledky v priebehu niekoľkých minút

Intuitívny postup merania s informačnými sprievodcami

Vaše prenosné laboratórium

- Ergonomické držadlo na prenášanie
- Batéria s dlhou výdržou
- Malé rozmery

Jednoduché použitie

- Bezúdržbový
- Bez kalibrácie
- Samokontrola prístroja

Ochrana výsledkov pacientov

- Rozsiahle funkcie kontroly kvality
- Najmodernejšie kybernetické zabezpečenie

Funkcia konektivity

QuikRead go Plus Instrument poskytuje rôzne možnosti pripojenia pre lepšiu sledovateľnosť. Pripojte sa k laboratórnym alebo nemocničným informačným systémom pomocou:

LIS01-A2

POCT1-A2

Prístroj je možné pripojiť k Wi-Fi, čo umožňuje prenos výsledkov do systému záznamov o pacientoch aj na cestách.

Dostupné analyty

C-reaktívny proteín (CRP)

pre rozhodovanie o liečbe a sledovanie infekcie a zápalu.

C-reaktívny proteín (CRP) a hemoglobín (Hb)

poskytuje pridanú hodnotu v podobe dvoch výsledkov z jednej vzorky.

Streptococcus pyogenes (Strep A)

pre správne rozhodnutie o liečbe pacientov s bolesťou hrdla.

Glykovaný hemoglobín A1 (HbA1c)

pre lepšiu liečbu diabetu.

Hemoglobín v stolici (f-Hb)

pre skrining kolorektálneho karcinómu a ochorení spojených s krvácaním v dolnej časti gastrointestinálneho traktu.

Získajte výsledky iba v troch krokoch

