

QuikRead go								
	easy CRP Kat. č. 153287	wrCRP Kat. č. 146521	wrCRP+Hb Kat. č. 146255	CRP Kat. č. 135171	CRP+Hb Kat. č. 140068	HbA1c Kat. č. 151058	Strep A Kat. č. 135883	iFOBT Kat. č. 151051
Typ vzorky	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv, sérum, plazma	Plná krv	Výter z hrdla	Stolica
Odber vzorky	Odberová pomôcka (tyrkysová)	Kapilára (s oranžovým pruhom)	Kapilára (s oranžovým pruhom)	Kapilára (s modrým pruhom)	Kapilára (s modrým pruhom)	Odberová pomôcka (priehľadná)	HydraFlock tampón	Odberová skúmavka
Objem vzorky	10 µl	10 µl	10 µl	20 µl	20 µl	1 µl	1 tampón	10 mg
Stabilita vzorky v kyvete	2 h	2 h	2 h	2 h	2 h	5 min	4 h	2 h
Dĺžka merania	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	<6 min	4 min, veľmi pozitívny 2 min	2 min
Rozsah merania	1,0–200 mg/l (plná krv, HCT 40%) 1,0–120 mg/l (p/s)	0,5–200 mg/l (plná krv, HCT 40%) 0,5–120 mg/l (p/s)	CRP 0,5–200 mg/l (plná krv, HCT 40%) CRP 0,5–120 mg/l (p/s) Hb 50–220 g/l (plná krv)	5–200 mg/l (plná krv, HCT 40%) 5–120 mg/l (p/s)	CRP 5–200 mg/l (plná krv, HCT 40%) CRP 5–120 mg/l (p/s) Hb 50–245 g/l (plná krv)	20–140 mmol/mol 4,0–15,0%	Pozitívny/negatívny, cut off 7x10 ⁴ CFU/tampón	10–200 µg Hb/g stolice (50–1000 ng Hb/ml pufru)
Počet testov	50	50	50	50	50	25	50	50
Skladovanie 2–25°C	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	1 mesiac	1 mesiac	2 mesiace	Do dátumu expirácie súpravy	1 mesiac
Skladovanie 2–8°C	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy	Do dátumu expirácie súpravy
Verzia softvéru	7.6.2 alebo novšia	7.5.1 alebo novšia	7.5.1 alebo novšia	3.1 alebo novšia	4.1 alebo novšia	8.1.1 alebo novšia	4.1 alebo novšia	6.1.5 alebo novšia



QuikRead go Instrument

Kat. č. 135867

Metóda	Imunoturbidimetria a fotometria
Rozmery	27 cm (d) x 15,5 cm (š) x 14,5 cm (v)
Hmotnosť	1,7 kg bez adaptéra
Skladovanie a preprava	V rozmedzí 2–35°C. Chráňte pred dažďom a vlhkosťou.
Krajina pôvodu	Fínsko
Požiadavky na napájanie	Napájanie 100–240 V AC (50–60 Hz) alebo akumulátorovou jednotkou. Spotreba energie 8 W.
Možnosť použitia batérie	Áno, dodáva sa samostatne. Majte na pamäti, že je možné použiť iba akumulátorovú jednotku dodávanú pre QuikRead go.
Kapacita pamäte	100 výsledkov pacientov, 100 výsledkov QC a 100 výsledkov offline LIS.
Počet jazykov používateľského rozhrania	23
Možnosť pripojenia tlačiarne	áno
Možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov	áno

Špecifikácia pripojenia QuikRead go Instrument

Sieťová komunikácia TCP/IP	RJ45 LAN, voliteľný adaptér WLAN USB
Sériová komunikácia	Pomocou RJ45 cez voliteľný sériový kábel QuikRead go (RJ45 až RS-232)*
Podporované protokoly	LIS01-A2 (ASTM), POCT1-A2
Typ komunikácie	Jednosmerný (LIS01-A1, POCT1-A1), obojsmerný (POCT1-A2)
USB porty	3 x USB port typu A 1 x USB port typu B
Odoslané informácie	Výsledky pacienta, výsledky QC, komentáre k výsledkom, oznámenia a chybové hlásenia
Odoslanie výsledku	Automaticky (LIS01-A1, POCT1-A1) alebo manuálne (LIS01-A1)
Vzdialená aktualizácia softvéru prístroja	áno**
Vzdialené odomykanie/ zamykanie	áno**
Vzdialená správa používateľov	áno**
Informácie o kontrole kvality (QC)	áno**
Import zoznamu pacientov/ jednoznačná identifikácia pacienta	áno**
Nastavenie prístroja	áno**
Nastavenie času prístroja	áno**

* Iba LIS01-A2, ** Iba POCT1-A2