

## Kontaktné informácie

Aidian Oy, Fínsko  
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR,  
Bělohorská 57, 169 00 Praha 6  
+421 944 313 888

www.aidian.sk  
www.tacklearm.com

Produkt	Kat. č.
Uricult 10 testov	67404
Uricult Plus 10 testov	67465
Uricult Trio 10 testov	68197
Cultura M 230 V	05866
Teplomer, príslušenstvo	05724
Stojanček, príslušenstvo	139248



Cultura M je jednoduchý praktický inkubátor pre kultiváciu pri teplotách 25–45°C. Pre jednoduchú inkubáciu testov je dostupný teplomer a stojanček.

## Je to tak jednoduché!



Ponoriť alebo poliať



Inkubovať



Vyhodnotiť



### Literatúra

1. Arneil GC, McAllister TA, Kay P. Detection of bacteriuria at room temperature. Lancet 1970; January 17: 119–121.
2. Granato PA. Evaluation of a dip slide device for enumeration of bacteria in urine. Laboratory Medicine 1980; 11: 4: 246–250.
3. Larinkari U, Rautio M. Evaluation of a new dip slide with a selective medium for the rapid detection of beta-glucuronidase-positive *Escherichia coli*. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1995; 14: 606–609.

# Jednoduchá kultivácia moču priamo v mieste starostlivosti.

Uricult®



**AIDIAN**

www.aidian.sk

**AIDIAN**

# Jednoduchá kultivácia moču priamo v mieste starostlivosti.

Uricult je **kultivačný dip-slide test** určený k diagnostike infekcií močových ciest (UTI) pomocou detekcie mikroorganizmov vo vzorkách moču. Test možno vykonávať priamo v mieste starostlivosti alebo doštičky použiť ako praktické transportné médium pre vzorky určené ku kultivácii. Testy Uricult sú k dispozícii v troch rôznych, jednoducho použiteľných verziách.

## Dostupné produkty

**Uricult®** obsahuje médium CLED na detekciu celkového počtu baktérií a médium MacConkey na detekciu gramnegatívnych baktérií.

**Uricult® Plus** obsahuje médiá CLED a MacConkey, ako aj selektívne enterokokové médium na detekciu enterokokov a streptokokov skupiny B.

**Uricult® Trio** obsahuje médiá CLED a MacConkey, ako aj médium E. coli na detekciu gramnegatívnych organizmov produkujúcich  $\beta$ -glukuronidázu. Na médiu E. coli môžu tiež rásť niektoré kvasinky.



## Jednoducho použiteľný

- Tri jednoduché kroky:  
Ponoriť - Inkubovať - Vyhodnotiť
- Vhodný aj pre zdravotníckych pracovníkov bez laboratórnych skúseností
- Inkubácia a vyhodnotenie v mieste starostlivosti
- Selektívne médiá na predbežnú identifikáciu baktérií

1-2-3



## Efektívita nákladov

- Dlhá skladovateľnosť
- Inokulovaný test možno transportovať
- Skladovanie pri izbovej teplote

## Vysoká kvalita

- Vysoká kvalita overená desiatkami rokov skúseností<sup>1</sup>
- Užívatelia po celom svete
- Preverený pracovný postup<sup>1-3</sup>



## Vykonajte test pred začatím liečby

- Predbežná identifikácia bakteriúrie
- V primárnej starostlivosti, v zdravotníckych centrách, na oddeleniach nemocníc a v laboratóriách
- Výsledky dostupné už na druhý deň pomáhajú pri rozhodovaní o liečbe

